



Geysir CDD 1060 premium

Cleaning and Disinfection Device

Artikelnr.	Artikel - Bezeichnung	Preis in Euro
------------	-----------------------	---------------

Normenkonformität

Hygienegutachten und Zertifizierung gemäß EN ISO 15883-1/3
Komplettentleerung gemäß EN ISO 15883-1 / DVGW geprüft (EN 1717)

Material und Bauweise

Waschkammer aus resistentem V4A-Edelstahl (tiefgezogen)
Außengehäuse aus robustem V2A-Edelstahl, Schliff Korn 320
Isolierung der Waschkammer (Temperatur und Akustik)
Wartungsfreie, sich selbstdesinfizierende und nach außen 100 % dampfdichte Gerätetür-Labyrinthdichtung ohne Gummidichtung

Reinigungs- und Desinfektionssystem

Powerdüsensystem aus 7 + 5 rotierenden Powerdüsen
Hochdruckpumpe (0,75 kW) für kraftvolle Reinigung (400 l/min)
Thermische Desinfektion gemäß Ao-60
Thermische Desinfektion frei wählbar bis Ao-600
Geschlossenes Rückkühlungssystem ohne Außenluftzufuhr und ohne Wasser
Lüfter-Unterstützung für das geschlossene Rückkühlungssystem
Automatische Systemdesinfektion nach EN 15883-1 (5.3.1.2)
Selbstdesinfizierender Hygienegriff / Akustisches Signal
Zentraler Betriebsausgang (Schnittstelle für Geräteüberwachung)
1 Kanister KLAR LISCHKA Klarspülerchemie bei Aufstellung

Bedienungskomfort

Universalaufnahmegestell in hygienisch einwandfreien Steckflaschen, kurzerhand auswechselbar ohne Werkzeug
Ökonomisches und effektives Desinfektionsmanagement
LCD-Display mit Klartext und Programmfortschrittanzeige
Mikroprozessorsteuerung für Programmabläufe
Automatische Türöffnung** / Abschließbares Technikabteil

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)

LISCHKA Geysir premium CDD 1060: 600 x 860 x 560 mm

Technische Daten

Geringe Programmlaufzeiten (252 sec *)
Geringer Wasserverbrauch pro Charge (0,028 m3*)
Geringer Stromverbrauch pro Charge (0,17kw/h)
ab einem Wasserdruck von 0,8 bar verwendbar
Spannung: 230/ 400 V / Leistung: 3,0/ 4,5 KW
Abwasser: NW 110 / DN 100 / Geräuschpegel: 50 dBA
Umwälzpumpenleistung : 400 L / min

** z.Z. nur CDD 1050 / * bezogen auf Kurzprogramm



10-90405	CDD 1060 premium	
----------	------------------	--



Cleaning and Disinfection Device

Optionen:

Artikelnr.	Artikel - Bezeichnung	Preis in Euro
10-59114	Maschinenabdeckung CDD 1060 (Höhe 900mm)	
10-001640	Dosiermittelüberwachung	
10-001660	Prozesstemperaturüberwachung	
10-820197	zusätzliche Dosierpumpe mit Leerstandsmelder	
10-90378	Automatische Störmeldung via Schnittstelle	
10-90242	Chemiesockel CDD 1060 mit Schloss	
10-90346	Chemiesockel CDD 1060 ohne Schloss	
10-90386	Sockel zu CDD1060 geschlossen 400mm hoch	
10-90387	Aufdopplung CDD1060 40mm tief	
10-820198	VE-Wasseranschluss	
10-820199	Anschluss Hausdampf	
10-90344	Randspülung für Hospitalausguss aus dem Gerät	
10-90345	Randspülung mit chemischer Desinfektion für Hospitalausguss aus dem Gerät	
10-RALxxxx	Maschinenfront Aufpreis Farbe nach RAL	