



## Geysir CDD 1050 premium

Cleaning and Disinfection Device

Artikelnr.	Artikel - Bezeichnung	Preis in Euro
------------	-----------------------	---------------

### Normenkonformität

Hygienegutachten und Zertifizierung gemäß EN ISO 15883-1/3
Komplettentleerung gemäß EN ISO 15883-1 / DVGW geprüft (EN 1717)

### Material und Bauweise

Waschkammer aus resistentem V4A-Edelstahl (tiefgezogen)
Außengehäuse aus robustem V2A-Edelstahl, Schliff Korn 320
Isolierung der Waschkammer (Temperatur und Akustik)
Wartungsfreie, sich selbstdesinfizierende und nach außen 100 % dampfdichte Gerätetür-Labyrinthdichtung ohne Gummidichtung

### Reinigungs- und Desinfektionssystem

Powerdüsensystem aus 7 + 5 rotierenden Powerdüsen
Hochdruckpumpe (0,75 kW) für kraftvolle Reinigung (400 l/min)
Thermische Desinfektion gemäß Ao-60
Thermische Desinfektion frei wählbar bis Ao-600
Geschlossenes Rückkühlungssystem ohne Außenluftzufuhr und ohne Wasser
Lüfter-Unterstützung für das geschlossene Rückkühlungssystem
Automatische Systemdesinfektion nach EN 15883-1 (5.3.1.2)
Selbstdesinfizierender Hygienegriff / Akustisches Signal
Zentraler Betriebsausgang (Schnittstelle für Geräteüberwachung)
1 Kanister KLAR LISCHKA Klarspülerchemie bei Aufstellung

### Bedienungskomfort

Universalaufnahmegestell in hygienisch einwandfreien Steckflaschen, kurzerhand auswechselbar ohne Werkzeug
Ökonomisches und effektives Desinfektionsmanagement
LCD-Display mit Klartext und Programmfortschrittanzeige
Mikroprozessorsteuerung für Programmabläufe
Automatische Türöffnung** / Abschließbares Technikabteil

### Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)

LISCHKA Geysir classic CDD 1050: 500 mm, 1375 mm, 450/ 600 mm
---

### Technische Daten

Geringe Programmlaufzeiten (252 sec *)
Geringer Wasserverbrauch pro Charge (0,028 m3*)
Geringer Stromverbrauch pro Charge (0,17kw/h)
ab einem Wasserdruck von 0,8 bar verwendbar
Spannung: 230/ 400 V / Leistung: 3,0/ 4,5 KW
Abwasser: NW 110 / DN 100 / Geräuschpegel: 50 dBA
Umwälzpumpenleistung : 400 L / min

\*\* z.Z. nur CDD 1050 / \* bezogen auf Kurzprogramm



10-90402	CDD 1050 premium	
----------	------------------	--



Cleaning and Disinfection Device

Optionen:

Artikelnr.	Artikel - Bezeichnung	Preis in Euro
10-820189	hintere Aufdoppelung CDD 1050	
10-90388	hintere Aufdoppelung CDD 1050 m. Sockelaufdopplung	
10-001640	Dosiermittelüberwachung	
10-001660	Prozesstemperaturüberwachung	
10-820197	zusätzliche Dosierpumpe mit Leerstandsmelder	
10-90378	Automatische Störmeldung via Schnittstelle	
10-59565	Sockel CDD 1050 100mm	
10-90389	Sockel CDD 1050 geschlossen 300mm / 400mm	
10-90343	Chemiesockel CDD 1050 mit Tür ohne Schloss 400mm	
10-90243	Chemiesockel CDD 1050 mit Tür und Schloss 400mm	
10-820221	Wandhalterung CDD 1050	
10-90076	L-Blende 150T 1050	
10-90367	Einbaurahmen CDD 1050 mit Chemiefach mit / ohne Schloss ohne WC (Spülkasten mit pneumatischer Fernbetätigung)	
10-90350	WC zu Einbaurahmen	
10-820198	VE-Wasseranschluss	
10-820199	Anschluss Hausdampf	
10-90344	Randspülung für Hospitalausguss aus dem Gerät	
10-90345	Randspülung mit chemischer Desinfektion für Hospitalausguss aus dem Gerät	
10-RALxxxx	Maschinenfront Aufpreis Farbe nach RAL	